

DICOM media startup guide **(ENGLISH)**

This short guide explains how to launch the viewer application which allows displaying the DICOM medical images present on this portable media (CD, DVD, USB stick, etc.). Depending on the configuration of the application which created this media, the viewer application may also be absent from the present media. Instructions for each supported operating system follow.

Windows operating system

Nowadays auto running of removable media is disabled for security reasons on most Windows systems. Hence, in the likely event the *LocalEye Viewer* application does not start automatically upon media insertion, please browse to the root of the media contents, and double-click on the “*ViewMediaWindows.exe*” file: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

macOS operating system

If you are using a Mac, please insert the media, wait a few seconds, then double click on the media icon which will appear on your desktop, in order to open the media itself and browse its contents. Double-click on the “*ViewMediaMac*” file: a new *LocalEyeViewer* volume will be automatically mounted, and its contents will be shown in a new window. At this point, double-click on the *Launch LocalEye Viewer* icon in this window: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

Linux operating system

If you are using a Linux PC with a graphic windowing environment, please insert the media, wait a few seconds, then double click on the media icon which will appear on your desktop (auto-mounting shall be enabled), in order to open the media itself and browse its contents. Double-click on the “*ViewMediaLinux.sh*” file: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

Guida all'avvio del supporto DICOM (ITALIANO)

Questa breve guida spiega come avviare l'applicazione che consente di visualizzare le immagini medicali DICOM presenti su questo supporto. A seconda della configurazione dell'applicazione che ha creato questo supporto, l'applicazione di visualizzazione potrebbe anche essere assente dal supporto stesso.

Seguono le istruzioni per ogni sistema operativo supportato.

Sistema operativo Windows

Ad oggi, l'esecuzione automatica dei supporti rimovibili è disabilitata per ragioni di sicurezza sulla maggioranza dei sistemi Windows. Quindi, nel caso assai probabile in cui l'applicazione di visualizzazione *LocalEye Viewer* non si avvii automaticamente all'inserimento del supporto, sfogliare il contenuto del supporto stesso e fare doppio-click sul file "*ViewMediaWindows.exe*": l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

Sistema operativo macOS

Se si utilizza un Mac, inserire il supporto rimovibile, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del supporto rimovibile che appare sul desktop, in modo da aprire il supporto stesso e sfoglierne il contenuto. Fare quindi doppio-click sul file "*ViewMediaMac*": un nuovo volume *LocalEyeViewer* sarà montato automaticamente, ed il suo contenuto sarà mostrato in una nuova finestra. A questo punto, fare doppio-click sull'icona *Launch LocalEye Viewer* presente in questa finestra: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

Sistema operativo Linux

Se si utilizza un PC con sistema operativo Linux ed un ambiente grafico a finestre, inserire il supporto rimovibile, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del supporto rimovibile che appare sul desktop (l'auto-mounting deve essere attivato), in modo da aprire il supporto stesso e sfoglierne il contenuto. Fare quindi doppio-click sul file "*ViewMediaLinux.sh*": l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.